

Product

CMT® Spray Away Disinfection Alcohol is een oppervlakte desinfectievloeistof op basis van ethylalcohol 80% van zeer zuivere kwaliteit. CMT® Spray Away is speciaal ontwikkeld en getest voor een optimale desinfectie en hygiëne. De werking is snel en effectief en daarmee praktisch in het gebruik. CMT® Spray Away is toepasbaar voor het desinfecteren van kleine oppervlakken, kleine voorwerpen en kleine werkbladen. Deze vloeistof laat geen residu achter en is biologisch afbreekbaar. CMT® Spray Away is niet toxisch, niet allergen en niet agressief daarnaast is CMT® Spray Away ongeparfumeerd en bevat het geen kleurstoffen.

Toepassing

CMT® Spray Away Disinfection Alcohol is toegestaan door het CTGB onder toelatingsnummer 14026N voor het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels op kleine harde oppervlakken en materialen (tot ca. 0,5 m²) in

- grootkeukens en overige instellingen in de voedingsmiddelensector;
- wellness sector;
- laboratoria;
- cleanrooms

CMT® Spray Away Disinfection Alcohol is bestemd voor desinfectie (zonder naspoelen) van oppervlakken die met een waterige oplossing niet of slecht behandeld kunnen worden zoals bijvoorbeeld het (tussentijds) desinfecteren van: instrumenten, messen, tangen, werkoppervlakken, handgrepen, deurklinken, toiletcransen, toiletbrillen, gladde bedieningspanelen, behandelafels, armleuningen en hoofdsteunen van behandelstoelen.

Food Safety

Spray Away Disinfection Alcohol is getest voor het veilig gebruik in de Food sector als desinfectans zonder naspoelen. Vreklaringe voor 'het veilig gebruik in de Food Sector' kunnen u op aanvraag worden verstrekt.

Sterile

CMT® Spray Away Disinfection Alcohol STERILE, is de steriele, kiemvrije GAMMA doorstraalde variant voor speciale clean room toepassingen. De alcohol wordt voor deze toepassing 15 minuten GAMMA doorstraald met 25 kGy minimaal welke wordt gebruikt voor een Sterility Assurance Level van 10E-6. CMT® Spray Away Disinfection Alcohol STERILE, zit hermetisch verpakt in een luchtdicht gesealde omverpakking.

Gebruik

De te desinfecteren oppervlakken besproeien met het onverdunde middel (sproeifstand ca. 30 cm). Zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven.

CMT® Spray Away dient alleen te worden toegepast op alcohol bestendige oppervlakken, die schoon of nagenoeg schoon zijn.

Werkzaamheidstesten

CMT® Spray Away Disinfection Alcohol is getest volgens:

- EN 1650:2008
- EN 1276:2009
- EN14476
- Testrapporten op verzoek opvraagbaar

CMT Spray Away Disinfection alcohol				test conditions		
			time	log reduction	dirty	clean
Bactericidal	EN 1276	Pseudomonas.aeruginosa ATCC 15442	30 sec	6,6	✓	
		Staphylococcus.aereus ATCC 10538	30 sec	6,8	✓	
		Escherichia.coli ATCC 10538	30 sec	6,8	✓	
		Enterococcus hirae ATCC 10541	30 sec	6,8	✓	
Yesticidal	EN1650	Candida.albicans ATCC 10231	30 sec	5,9	✓	
		Saccharomyces.cerevisiae DSM 1333	30 sec	5,8	✓	
Fungi		Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	30 sec	4,8	✓	

Dosering

Dosering: 40 ml per 0,5 m² te behandelen oppervlak.

De opbrengst van de standaard vernevelaar ligt tussen de 0,6 en de 0,8 ml per dosering. Voor de behandeling van oppervlakken groter dan 0,25 m², zoals werkoppervlakken, dient de bijgeleverde doseerdop gebruikt te worden. Minimale inwerktijd: 30 seconden.

Na behandeling het oppervlak aan de lucht laten drogen.

Het middel dient alleen te worden toegepast op kleine oppervlakken en voorwerpen die alcoholbestendig zijn.

CMT® Spray Away Disinfection Alcohol laat na verdamping geen residu na.

Logistieke gegevens

CMT® Spray Away Disinfection Alcohol

Artikelnr:	Inhoud	Aantal st. per doos	Aantal ds. per pallet
43480102	500 ML	24	30
434801XX	1000 ML	12	50
43480113	5 LTR	4	24

434801XX Doseerdop passend op 500 ML en 1000 ML flacons

43480112 Spraykop passend op 500 ML en 1000 ML flacons

CMT® Spray Away Disinfection Alcohol valt onder de LQ regelgeving (LQ 1987) Gevarenklasse 3

